



# SUPREMA

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora

---

---

## CURSO DE ODONTOLOGIA

### 3º PERÍODO

#### LISTA DE MATERIAIS DA DISCIPLINA FPO – FUNDAMENTOS DA PRÁTICA ODONTOLÓGICA

- 01 Kit TDV Suprema
- Pincel pelo de Marta chato curto (Caçula/Palimontes)
- Pincel pelo de Marta 308 nº1, nº2, nº0 da marca Tigre
- Tira de lixa de aço
- Tira de lixa de papel
- Porta Algodão com mola
- Porta detrito inox
- Escova de aço para limpeza de brocas
- Kit de acabamento e polimento para resina composta Diamond Master (FGM)
- Mandris para disco de lixa (2 para contra-ângulo e 2 para peça de mão). **OBS.: caso opte pela compra do kit de acabamento e polimento para resina composta Diamond Master (FGM), não há necessidade desses mandris.**
- Kit de borrachas para polimento de restaurações – Jiffry Ultradent (verde, amarelo e branco)
- Expandex transparente e afastador labial Arcflex FGM
- Escova Polidora de carbetto de silício – Polishing Brush
- Kit de moldeiras totais (dentados) metálicas perfuradas em aço
- Kit de moldeiras totais (dentados) plásticas (Morelli)
- 2 moldeiras parciais metálicas perfuradas
- Gral de borracha (2 unidades)
- Espátula para alginato
- Espátula para gesso
- Medidor de alginato
- Lamparina a álcool
- Seringa de moldagem
- Articulador semi-ajustável – **Bio-art A7 plus com arco facial standart**
- Pinça Müller (porta-carbono)
- Carbono Accu-film (uma caixa para a turma; ± 10 folhas por aluno)
- Ponta de tungstênio Maxi-cut (referência 1508, Edenta)
- Ponta de tungstênio Mini-cut (referência 1520, Edenta)

- Vaselina sólida
- Umidificador (pote tipo “tupperware”)
- Esponja para limpeza (amarela e verde)
- Luva de borracha
- Palito de picolé ou de madeira
- Seringa plástica de 10ml (sem agulha)
- Balança de semi-precisão DIGITAL (com graduação menor que 100g – comprar em loja de utilidades domésticas)
- Especímetro
- Kit de Espátula para resina composta SUPREMA (Millenium) - (Espátula Suprafill ½, Espátula Suprafill 2, Calcador de fio 3059 com serrilha, Espátula número 2, Espátula Almore, Sonda PCP + Sonda número 5 em um único instrumento). OBS.: Para facilitar a aquisição de espátulas para resina composta foi desenvolvido um kit juntamente à empresa de instrumentais Golgran Millenium. Sendo assim, não tem obrigatoriedade em sua aquisição e por esse motivo, estão descritos os instrumentais separadamente. Há disponível um Kit similar da empresa Duflex para resinas compostas.

**OBSERVAÇÃO: FOI DESENVOLVIDO UM KIT COMPLETO DE INSTRUMENTAIS JUNTAMENTE COM A EMPRESA DUFLEX A FIM DE FACILITAR A AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. ESSE KIT NÃO TEM CARÁTER OBRIGATÓRIO. ELE CONTEMPLA TODOS OS INSTRUMENTAIS SOLICITADOS NO SEGUNDO E GARNDE PARTE DOS MATERIAIS DO TERCEIRO PERÍODO.**